

# ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKAI KÉSZÜLÉKEK


## *- SonoAce 8000 EX – Solidus, érték és multispecialitás*



### *Új horizont a megfizethető digitális color készülékek evolúciójában*

A Medison arra alapozta hírnevét, hogy legújabb fejlesztéseit szinte minden egészségügyi intézmény számára elérhető közelségbe hozza. A Solidus EX kivételes térbeli felbontása, részletgazdagsága a legújabb generációs digitális beamformer és a state-of-the-art intelligens digitális jelfeldolgozás ötvözetének terméke. Szolgáltatásai:

- \* *Tissue és Pulzus Inverziós Harmonic Imaging*
- \* *OSIO™ Automatikus Képoptimalizálás*
- \* *Trapezoid linear imaging*
- \* *Multi-beam jelfeldolgozás*
- \* *CAFE™ Plus műtermékszűrő*
- \* *FINE™ képszűrő*



Real-time auto-calculation  
of the Doppler spectrum  
in carotid artery



Parasternal long-axis view with  
pulse inversion harmonic  
imaging activated

### *Megoldás-szolgáltató a digitális csatlakoztathatóságban*

- \* *SonoView II:* - *kép-menedzsment, mérések, továbbítás, archiválás*
- \* *SonoView Pro:* - *SonoView II szabvány PC-n, összekötve a Solidus EX-el*
- \* *80 GB HDD* \* *Opcionális 1.3 GB MOD*
- \* *Floppy meghajtó* \* *Direct e-mail küldés SonoView II-n*

